



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



FAMED Handholds WS-02.5 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Польское производство,
Они служат для иммобилизации верхних конечностей пациента в положении лежа,
Одиночная ручка состоит из полиуретанового матраса, который представляет собой ручной зажим, и опорной части из нержавеющей стали для регулировки высоты,
Может быть дооснащена за дополнительную плату монтажной клеммой на рельсе,
Рабочая длина опорной части: около 41 см,
Размеры матраса: 12 x 7 x 3 см,
Вес рукоятки: 1,4 кг,
Вес комплекта: 2,8 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

