



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Косметический стул FANOS 02 (Produkt nowy)

Новые функции

Польское производство,

У меня стабильная стальная конструкция и колонка, как подъемный механизм, который устраняет смещение верхней части стола во время регулировки высоты,

Он имеет 4 частично лежащих с отверстием для лица и крышкой в подголовнике,

Высота и отдельные части столешного стола (кроме подголовника) корректируются с помощью электрического привода, управляемого ручным пультом дистанционного управления.

Таблица FANOS 02 имеет широкий спектр корректировок положения лежа: лежа, сиденье, Pivot, Trendelenburg и Anti-Trendelenburg или любая комбинация из четырех сегментов лежат,

Заказать обивку в цвете по вашему выбору можно бесплатно, за исключением цветов «PRESTIGE», которые доступны за дополнительную плату,

Таблица регулируется с помощью:

Ручной пульт дистанционного управления в стандартной мере - используется для 4 корректировок

Пульт дистанционного управления ногами - используется для 4 корректировок (за дополнительную плату),

В таблице может быть 2 пульта дистанционного управления, но не может быть никакого контроля со стороны кадра. Только два элемента управления могут быть установлены в таблице одновременно

Как дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):

Подлокотниками

Бумажная вешалка,

Управление из кадра,

Пилот ног,

Технические данные:

Длина: 200 см

Ширина на выбор: 65/70/80 см

Рост: 59-99 см

Регулировка угла подголовника: от -70 до 45 "(с газовой пружиной),

Регулировка угла перелома грудной части: от -17 до 70 градусов (с использованием электрического привода),

Регулировка угла разрыва поясничной части: от -25 до 20 градусов (с использованием электрического привода),

Регулировка угла подножки: от -40 до 25 "(с электрическим приводом),

Положение Trendelenburg: от 0 до 25 "(с электрическим приводом),

Анти-Тренделенбург позиции: -17 "до 0" (с электрическим приводом),

Вес unlad: 113 кг

Максимальная нагрузка: 200 кг

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия на строительство 24 месяца,

Гарантия на гидравлические и электрические аксессуары 12 месяцев,

