



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - гастроскопы OLYMPUS GIF-H190 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Отличное качество изображения и маневренность в тонком дизайне,
Четкость HDTV в сочетании с узкополосной визуализацией (NBI) обеспечивает лучшую визуализацию, а канал водяной струи способствует более четкому наблюдению во время процедур,
Поле зрения: 140°,
Направление обзора: вид вперед,
В глубине души: 2 - 100 мм,
Наружный диаметр дистального конца: 9,2 мм,
Наружный диаметр входной трубы: 9,2 мм,
Рабочая длина: 1030 мм,
Диаметр внутреннего канала: 2,8 мм,
Минимальное видимое расстояние: 3,0 мм от дистального конца,
Углы изгиба кончика:
Вверх: 210°,
Вниз: 90°,
Точно: 100°,
Налево: 100°,
Общая длина: 1350 мм,
Совместимость с системами EVIS EXERA III (190),
Оригинальный чемодан в комплекте,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

