



Видео - колоноскоп OLYMPUS CF-H190L (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Превосходная четкость HD,
Более яркое узкополосное изображение,
Технология быстрого реагирования и водяная струя делают CF-H190L надежным инструментом для рутинной колоноскопии,
ТВЧ-телевизоры высокой четкости и узкополосная визуализация позволяют проводить оптическую диагностику и обеспечивают доступ к стратегиям DISCARD,
Снижение риска попадания воды благодаря полностью водонепроницаемому разъему в одно касание,
Поле зрения: 170°,
Направление обзора: вид вперед,
В глубине души: 2 - 100 мм,
Наружный диаметр дистального конца: 13,2 мм,
Наружный диаметр входной трубы: 12,8 мм,
Рабочая длина: 1680 мм,
Внутренний диаметр канала: 3,7 мм,
Минимальное видимое расстояние: 3,0 мм от дистального конца,
Углы изгиба кончика:
Вверх: 180°,
Вниз: 180°,
Точно: 160°,
Налево: 160°,
Габаритная длина: 2005 мм,
Совместимость с системами EVIS EXERA III (190),
Оригинальный чемодан в комплекте,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

