



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Липосакционный компрессор EKOM DK50 2V/M (без коробки, с мембранным осушителем) (Produkt nowy)

Новый,
Словацкое производство,
Технические данные:
Номинальное напряжение: 230В/ 50 (60) Гц
Без масла,
Частота: 3х400В/ 50 Гц
Мощность: 1,1 кВт, 1,2 кВт (3х400/50)
Для питания: две единицы,
Количество стоматологических наборов: 2
Производительность компрессора (рабочее давление 5-7 бар):
108 л.мин-1/ 5 бар
Производительность компрессора (рабочее давление 6-8 бар):
108 л.мин-1/ 6 бар
Производительность компрессора (рабочее давление 8-10 бар):
87 л.мин-1/ 8 бар
Вместимость бака: 25 литров.
Режим работы: S1-100%
Громкость:
≤ 69 дБ [А]
Вес: 63 кг/ 61 кг (3х400/50),
Степень осушения воздуха: точка росы -20°C
Для питания: две единицы,
Размеры (Sz x g x w): 460x565x720 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

