



Липосакционный компрессор EKOM DK50 2VS/M (с коробкой, с мембранным осушителем) (Produkt nowy)

Новый,
Словацкое производство,
Технические данные:
Номинальное напряжение: 230В/ 50 (60) Гц
Частота: 3х400В/ 50 Гц
Мощность: 1,1 кВт, 1,2 кВт (3х400/50)
Производительность компрессора (рабочее давление 5-7 бар):
108 л.мин-1/ 5 бар
Производительность компрессора (рабочее давление 6-8 бар):
108 л.мин-1/ 6 бар
Производительность компрессора (рабочее давление 8-10 бар):
87 л.мин-1/ 8 бар
Вместимость бака: 25 литров.
Количество стоматологических наборов: 2
Без масла,
Для питания: две единицы,
Режим работы: S1-100%
Громкость:
≤ 55 дБ [А]
Вес: 101 кг/99 кг (3х400/50)
Степень осушения воздуха: точка росы -20°C
Размеры (Ш x Г x Ш): 560x675x877 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

