



Аппарат для респираторной поддержки HEINEN + LOWENSTEIN SOMNIA 3 C-FLEX + (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,
Немецкое производство,
Питание от блока питания 12 В,
Частота: 50/60 Гц,
Автоматическая регулировка терапевтического давления в соответствии с потребностями пациента,
Компактный дизайн и очень тихая работа,
Функция, помогающая заснуть (Smart RAMP), установлена на время от 0 до 45 минут,
Автоматическое включение и выключение устройства - устройство определяет, есть ли у пациента маска, и после вдоха и выдоха устройство автоматически включается или выключается после снятия маски,
Функция A-FLEX снижает давление во время выдоха и в то же время снижает изменения давления, сводя к минимуму усилия пациента во время выдоха,
На SD-карте хранятся данные о терапии, что позволяет оценить эффективность терапии - карта не входит в комплект,
Внутренняя память для сохранения терапевтических данных в случае повреждения карты памяти,
Информация об индексах апноэ и гипопноэ (AHI), CSR, храпе и системных утечках,
Проактивный автоматический алгоритм активно предотвращает возникновение (например, апноэ, гипопноэ и храпа),
В комплект входит блок питания со шнуром питания,
Все помещается в оригинальную переносную сумку,
Размеры камеры: 15 x 17 x 11 см,
Вес комплекта: 1,8 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц для международного рынка,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

