



Аппарат респираторной поддержки RESPIRONICS REMSTAR NOVA (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,

Немецкое производство,

Электропитание: 230 В,

Частота: 50/60 Гц,

Устройство с автоматической регулировкой, которое настраивается на диапазон давления, затем находит и обеспечивает самый низкий уровень давления, необходимый для поддержания открытых дыхательных путей. Благодаря технологии C-Flex уровень давления не только изменяется по мере необходимости, но и падает с каждым выдохом, REMstar nova предназначена для пациентов, у которых кровяное давление необходимо менять в течение ночи в зависимости от стадии сна или положения сна,

Автоматическая регулировка давления в зависимости от ограничений воздушного потока из-за храпа или апноэ

Технология C-Flex предлагает более удобный способ проведения терапии сна за счет снижения давления на выдохе. Степень снижения давления зависит от одной из трех настроек, которые можно отрегулировать по своему усмотрению:

Место для специальной карты памяти для записи данных сеанса - карта в комплект не входит,

Работает в автоматическом режиме или режиме CPAP,

Автоматический запуск и остановка работы,

Очень тихая работа устройства,

Шнур питания в комплекте,

Все помещается в оригинальную переносную сумку,

Размеры камеры: 17,5 x 25 x 12 см,

Вес комплекта: 2,2 кг,

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

