



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Устройство для респираторной поддержки DEVILBISS SLEEP-CUBE AUTOADJUST (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,

Производство в США,

Электропитание: 230 В,

Частота: 50/60 Гц,

CPAP SleepCube AutoAdjust - одно из самых маленьких и бесшумных устройств на рынке, предназначенное для пациентов, страдающих обструктивным апноэ во сне.

Компактный корпус и легкий вес делают камеру удобной для переноски и путешествий.

Комбинация автоматической регулировки терапевтического давления (AutoAdjust), физиологической системы облегчения выдоха (SmartFlex) и настройки кривых дыхания в соответствии с индивидуальными потребностями (Flow Rounding) вместе с возможностью использования встроенного увлажнителя с подогревом обеспечивает комфорт, безопасность и эффективность терапии.

Единственная современная система записи и чтения данных SmartCode на рынке, которую можно выполнять на любом компьютере, подключенном к Интернету, обеспечивает надлежащий контроль эффективности лечения,

CPAP SleepCube Auto генерирует поток воздуха с положительным давлением,

Устройство может работать в обоих режимах: CPAP и Auto,

Устройство CPAP SleepCube Auto обеспечивает проходимость дыхательных путей, поддерживая дыхание во время сна,

Преимущества камеры:

Функция SmartFlex для легкого выдоха,

Технология округления потока,

Возможность работы как CPAP и Auto CPAP,

Регулировка нижнего и верхнего значения давления,

Одна из самых маленьких аппаратов CPAP в мире,

Современная форма,

Большой и четкий ЖК-дисплей,

Простое управление,

Автоматический переключатель ВКЛ / ВЫКЛ,

Регулировка времени задержки,

Возможность подключения специального увлажнителя - не входит в комплект,

Очень тихая работа устройства,

Шнур питания в комплекте,

Все помещается в оригинальную переносную сумку,

Размеры камеры: 16,5 x 17,5 x 10,5 см,

Вес комплекта: 1,7 кг,

Многоязычное руководство пользователя (PDF),

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

