



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Камера PROGETTI EPG 12 View (Produkt nowy)

Новый,
Итальянское производство,
Высококачественный электрокардиограф с 8,4-дюймовым сенсорным экраном,
Это устройство соответствует ожиданиям каждого кардиолога,
Основные характеристики: хранение данных, программное обеспечение для управления отчетами, интерпретация и различные визуализации,
EPG 12 VIEW разработан для тех, кто хочет, чтобы электрокардиография была отличительной чертой их работы,
Особенности и преимущества:
Дисплей: 8,4-дюймовый сенсорный TFT-экран,
Предварительный просмотр перед печатью,
Одновременная запись 12 ЭКГ,
Автоматическое измерение и интерпретация,
120 секунд 12 разрядов, записанный пробег,
До 120 видов анализа аритмии,
Большие кнопки, буквенно-цифровая клавиатура,
Встроенная литиевая батарея с длительным сроком службы,
Различные форматы печати, поддержка A4 210 мм, рулон 216 мм,
USB-выход (за дополнительную плату),
Технические данные:
Дисплей: цветной ЖК-дисплей 800 x 600 пикселей,
Размер: LCD: 8,4 дюйма,
Источник питания: встроенная литиевая батарея, 14,4 В,
Источник питания: переменный ток: 100 В-240 В, 50/60 Гц,
Конфигурация: 12 каналов
Частотная полоса: 0.05: 150 Гц,
CMRR: > 105 дБ,
Входное сопротивление: $\geq 50 \text{ M}\Omega$,
Количество стоков: 12 стандарт,
Защита от дефибрилляции: внутренняя,
Константа времени: $\geq 5 \text{ с}$
Калибровочное напряжение: 1 мВ, $\pm 1\%$
Чувствительность: 2,5 мм / мВ; 5 мм / мВ; 10 мм / мВ; 20 мм / мВ,
Уровень шума:
Фильтр переменного тока: 50/60 Гц - закрыт,
ЭМС-фильтр: 25/35/45 Гц / закрыт,
Дрейфовый фильтр: 0.05/0.15/0.25/0.50 Гц,
Низкочастотный фильтр: 70/100/150 Гц,
Режим записи: Автоматический / ручной,
Формат записи: 12x1, 3x4, 6x2, 3x4 + 1R, 3x4 + 3R, 6x2 + 1R,
Функция автоматического измерения и автоматической диагностики,
Он может анализировать до 122 типов аритмии,
Рекордер: термальный принтер,
Рулон письменной бумаги,
Скорость записи: 5; 10; 25; 50 мм/сек,
Вход: $\geq 100 \Omega$: Чувствительность 10 мм / В $\pm 5\%$,
Выход: $\leq 100 \Omega$ Чувствительность 1 В / В $\pm 5\%$,
Память: Стандартная 300 ЭКГ,
Предварительный просмотр ЭКГ,
Подключение к внешнему принтеру (только в автоматическом режиме),
Размеры: 410x316x136 мм,
Включено:
ЭКГ-устройство,
Кабель пациента с 10 направлениями,
Набор электродов,
Рулон бумаги,
Зарядное устройство,
Гель флакон ЭКГ 260 мл,
Инструкции по эксплуатации
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 12 месяцев,
Возможность финансирования: Инсталляции, Лизинг, Кредит.

