



Устройство респираторной поддержки PURITAN BENNETT GOODKNIGHT 420E (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в хорошем техническом состоянии,
Французское производство,
Питание от блока питания 13 В,
Частота: 50/60 Гц,
GoodKnight 420 - это устройство CPAP с автоматической регулировкой, которое настраивается на диапазон давления, а затем находит и обеспечивает самый низкий уровень давления, необходимый для поддержания открытых дыхательных путей.
Уровень давления будет меняться по мере необходимости, но не будет падать с каждым выдохом.
Автоматическая регулировка CPAP предназначена для пациентов, которые не могут участвовать в исследовании сна или у которых давление необходимо изменять в течение ночи в зависимости от стадии или положения сна.
Модель GoodKnight 420E записывает до 200 сеансов данных об использовании (дата / время),
Маленький размер,
Простое и интуитивно понятное управление,
Широкий диапазон давления: 4-20 см вод. Ст.
Функция компенсации высоты,
Автоматическая компенсация утечки,
Регулируемое начальное давление ramпы,
Устройство измеряет давление в маске, а не в устройстве, для точного измерения и большего комфорта.
Обнаруживает и реагирует на апноэ и храп,
Обнаруживает и реагирует на ограниченный поток вдоха,
Обнаруживает апноэ с сердечными колебаниями и без них
Очень тихая работа устройства,
Адаптер питания в комплекте,
Все помещается в оригинальную переносную сумку,
Размеры камеры: 14,5 x 19,5 x 8 см,
Вес комплекта: 1,4 кг,
Руководство пользователя на английском языке (PDF),
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц для международного рынка,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

