



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Аппарат респираторной поддержки PURITAN BENNETT GOODKNIGHT 420S (Rekondycjonowany (używany))

Б / у, в очень хорошем техническом состоянии,

Французское производство,

Питание от блока питания 13 В,

Частота: 50/60 Гц,

GoodKnight 420 - это устройство CPAP с автоматической регулировкой, которое настраивается на диапазон давления, а затем находит и обеспечивает самый низкий уровень давления, необходимый для поддержания открытых дыхательных путей.

Уровень давления будет меняться по мере необходимости, но не будет падать с каждым выдохом.

Автоматическая регулировка CPAP предназначена для пациентов, которые не могут участвовать в исследовании сна или у которых давление необходимо изменять в течение ночи в зависимости от стадии или положения сна.

Модель GoodKnight 420S записывает до 600 сеансов данных об использовании (дата / время),

Маленький размер,

Простое и интуитивно понятное управление,

Широкий диапазон давления: 4-20 см вод. Ст.

Функция компенсации высоты,

Автоматическая компенсация утечки,

Регулируемое начальное давление ramпы,

Устройство измеряет давление в маске, а не в устройстве, для точного измерения и большего комфорта.

Обнаруживает апноэ и храп,

Очень тихая работа устройства,

Адаптер питания в комплекте,

Все помещается в оригинальную переносную сумку,

Размеры камеры: 14,5 x 19,5 x 8 см,

Вес комплекта: 1,4 кг,

Руководство пользователя на английском языке (PDF),

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

