



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - Гастроскопы OLYMPUS Evis Exera II GIF-Q160 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр: 9,2 мм,
Диаметр рабочего канала: 2,8 мм,
Рабочая длина: 1030 мм,
Общая длина: 1345 мм,
В глубине души: 3-100 мм,
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз: 210o/90o
Макс. Угол изгиба кончика вправо и влево: 100o/100o,
Максимальный угол поля зрения: 140o,
Полная совместимость с процессорами CV-180/160/140,
Все готово:
Оригинальный чемодан с размерами: 60 x 43 x 13,5 см,
Клапаны,
Крышка,
Кэт 01,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
6-месячная гарантия,
ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

