



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cystofiberoskop OLYMPUS CYF-V (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр: 5,4 см,
Диаметр рабочего канала: 2,2 мм
Рабочая длина: 380 мм,
Максимальный угол изгиба наконечника эндоскопа вверх: 210°,
Максимальный угол изгиба наконечника эндоскопа вниз: 120°,
Максимальный угол поля зрения: 120°,
Полная совместимость с процессором: Olympus OTV-S7 (PAL) / Olympus OTV-SI (PAL) / Olympus EVIS EXERA II (PAL) / Olympus VISERA / VISERA Pro (PAL),
Включено:
Крышка для газовой стерилизации ЕТО,
Клапаны биопсии MAJ-579,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

