



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Респиратор ДРАГЕР ЭВИТА XL (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Немецкое производство,
Количество отработанных часов: 66972 h,
Питание: 230 В и через встроенный аккумулятор + внешний аккумулятор в тележке,
Частота: 50/60 Гц,
Потребление энергии: 125 W,
Evita XL сочетает в себе высокую производительность со многими современными функциями, что обеспечивает превосходную дыхательную терапию и простоту использования во время всего процесса вентиляции легких,
При выборе способа представления числовых, графических, статических или динамических данных трендов все значения измерений и данные пациента отображаются наглядно,
Стандартный набор доступных функций был дополнен новыми, дополнительными функциями, такими как настройка критериев окончания вдоховения, оптимизированные настройки соотношения вдоха и выдоха (I:E), более легкая аэрация легких и встроенная функция кислородной терапии,
Режимы вентиляции:
IPPV, IPPVAssist/CMV, CMVAssist,
SIMV, SIMVPSupp,
MMV, MMVPSupp,
BIPAP1), BIPAP1)ASB, BIPAP1)Assist / PCV+, PCV+PSupp, PCV+Assist,
APRV,
CPAP, CPAPASB / CPAP/PSupp, CPAP/PSupp,
ILV,
С помощью легочного защитного пакета (LPP) пользователь имеет возможность использовать маневр контура давления-объема (P/V) с низким расходом воздуха для определения оптимального значения РЕЕР и пикового давления вентиляции,
Дополнительные функции: Autoflow, ATC,
Весовой диапазон:
Взрослые: 10 - 200 кг,
Дети: 3 - 15 кг,
Оснащен цветным сенсорным TFT-дисплеем с диагональю 15 дюймов,
Очистить меню на польском,
Верхний топ с полезными размерами: 36 x 24 см,
Боковой выдвижной поддон с полезными размерами: 31 x 23 x 2 см
Эргономичная рукоятка для удобства использования,
Включено:
Дыхательная система пациента с 2-х литровым дыхательным мешком,
Шланги подачи кислорода (O2) и воздуха (AIR) с дополнительными наконечниками - по запросу (DIN или AGA),
Датчик для измерения CO2,
Руководство пользователя на английском языке (PDF),
Рельсы для крепления дополнительных аксессуаров,
Мобильная тележка на четырех двойных роликах с тормозами,
Размеры:
Без тележки: 530 x 315 x 450 мм,
В инвалидной коляске: 540 x 530 x 1410 мм,
Вес: 82,5 кг,
Кэт 05,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

