



Устройство неинвазивной вентиляции RESPIRONICS BIPAP FOCUS (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Немецкое производство,
Питание от источника питания 18 В и встроенного аккумулятора,
Частота: 50/60 Гц,
Respironics BiPAP Focus - неинвазивный вентилятор больничного класса, предназначенный для лечения взрослых пациентов с дыхательной недостаточностью и обструктивным апноэ во время сна,
Поддерживает дыхание у взрослых пациентов весом 30 кг и более,
BiPAP Focus предлагает два режима вентиляции:
Непрерывное положительное выходное давление (CPAP), которое обеспечивает один уровень положительного давления для пациента,
Спонтанный / Временный (S / T), который обеспечивает два уровня положительного давления (один во время вдоха и один во время выдоха), и выполняет дыхание вовремя, если пациент не начинает дышать,
Сигналы тревоги системы BiPAP указывают на высокое или низкое давление, апноэ, отключение пациента, низкое энергопотребление или потерю питания от сети,
Цифровая чувствительность Auto-Trak устраняет необходимость в идеальной герметичности интерфейса пациента и постоянной регулировке, в то же время способствуя синхронизации работы пациента с аппаратом искусственной вентиляции легких,
Гистограмма давления показывает дыхание пациента и диапазоны давления,
Простое и интуитивное управление,
Очень тихая работа,
Камера размещается на оригинальной тележке:
Мобильный, на четырех колесах, включая два с тормозами,
Просторная корзина для аксессуаров и проводки,
Удобная ручка для перемещения,
Блок питания со шнуром питания в комплекте,
Размеры камеры: 30,5 x 39 x 21,5 см,
Габаритные размеры: 50 x 62 x 118 см,
Вес камеры: 4,5 кг,
Вес комплекта: 23 кг,
Руководство пользователя на английском языке,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

