



Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Трансфер жира) (Produkt nowy)

Новый,

Швейцарское производство,

В комплект входит:

Контейнер для жира емкостью 1000 мл с крышкой и переливным клапаном,

Подставка многоразового использования из нержавеющей стали,

Многоразовый силиконовый шланг,

Дополнительное оборудование за дополнительную плату:

Одноразовый шланг 17 см с зажимом и краном Lauer Lock,

контейнер для жира 3000 мл

Контейнер изготовлен из высококачественного, небьющегося, ударопрочного полисульфона. На ней четкие отметки о вместимости жидкости. Он не содержит латекса и подходит для стерилизации в автоклаве,

Крышка изготовлена из армированного полиамида (прокладка из сантопрена) с коническим разъемом пациента и механической защитой от перелива. Он не содержит латекса и подходит для стерилизации в автоклаве,

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия 12 месяцев,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

