



Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Трансфер жира) (Produkt nowy)

Новый,
Швейцарское производство,
В комплект входит:
Контейнер для жира емкостью 1000 мл с крышкой и переливным клапаном,
Подставка многоразового использования из нержавеющей стали,
Многоразовый силиконовый шланг,
Дополнительное оборудование за дополнительную плату:
Одноразовый шланг 17 см с зажимом и краном Lauer Lock,
контейнер для жира 3000 мл
Контейнер изготовлен из высококачественного, небьющегося, ударопрочного полисульфона. На ней четкие отметки о вместимости жидкости. Он не содержит латекса и подходит для стерилизации в автоклаве,
Крышка изготовлена из армированного полиамида (прокладка из сантопрена) с коническим разъемом пациента и механической защитой от перелива. Он не содержит латекса и подходит для стерилизации в автоклаве,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

