



Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира) (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
NLF1 позволяет отделять жир от сыворотки путем декантации,
В комплект входит:
Стерильный контейнер для 1500 мл жира,
Одноразовая проходная пробоотборная канюля, состоящая из двух частей (канюля VITERBO, диаметр 3 мм, длина рабочей части канюли - 250 мм, длина всей канюли - 540 мм),
Всасывающий шланг с пряжкой,
Напорный шланг,
Шланг с зажимом для извлечения жира из контейнера,
Два локтя (прикрепленные к воздуховыпускным отверстиям головы) для предотвращения трения движущейся канюли о соседние провода (фото 8),
Подставка многоразового использования из нержавеющей стали,
Контейнер изготовлен из высококачественного, небьющегося и ударопрочного пластика,
На ней четкие отметки о вместимости жидкости,
Система биосовместима,
Сертификаты цитотоксичности,
Руководство пользователя на английском языке,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,
У него есть действующий Технический паспорт,

