



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



СЕРВО-ВЕНТИЛЯТОР SIEMENS 300 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Шведское производство,
Количество отработанных часов: 58003 h,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Мощность: 110 Вт,
Встроенные цифровые дисплеи,
Режимы работы: взрослые, дети, новорожденные,
Регулируемые функции вентилятора:
CMV freq: 10 - 150 bpm,
Время: 10 - 80%,
Время паузы: 0 - 30%,
Время подъема: 0 - 10%,
SIMV фрек: 0 - 40 б/мин,
O2 кон.: 21 - 100%,
Пресса. Уровень управления выше ПЭЭП: 0 - 100,
Пресса. Уровень поддержки выше РЕЕР: 0 - 100,
0 - 50,
Триггер. Уровень чувствительности ниже РЕЕР: -16 - 0,
В нем есть акустическая сигнализация,
Фольгированная панель управления,
Диодные индикаторы,
Рельсы для крепления дополнительных аксессуаров,
Включено:
Дыхательная система пациента с 2-х литровым дыхательным мешком,
Шланги подачи кислорода (O2) и воздуха (AIR) с разъемами типа AGA,
Шнур питания,
Руководство пользователя на английском языке (PDF),
Респиратор размещен на передвижной тележке на четырех больших колесах, в том числе на двух с тормозами,
Габаритные размеры:
Ширина: 54 см,
Глубина: 70 см,
Высота: 118,5 см,
Вес: 43 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

