



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ASES диагностический и лечебный стол М (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,
В стандартной комплектации лежат три части, выполненные из фанеры с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,
Центральная часть поднимается под углом 30°, что облегчает, среди прочего, проведение ультразвукового исследования,
Регулировка высоты стола производится вручную, в этой модели используется полностью подшипниковый механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Подожди,
Касторовая система,
Еврошен (40 см),
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Технические параметры:
Длина 200 см
Ширина 65/70/80 см
Высота 48-100 см
Регулируемый угол наклона подголовника от 50° до - 70°
Регулировка угла центральной части от 0° до 30°
снаряжённая масса 92 кг
Максимальная нагрузка 160 кг
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

