



ASES диагностическая и лечебная таблица E (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,
В стандартной комплектации лежат три части, выполненные из фанеры с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,
Центральная часть поднимается под углом 30°, что облегчает, среди прочего, проведение ультразвукового исследования,
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, в этой модели используется полностью несущий механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Электрический привод немецкой фирмы DEWERT,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Подожди,
Касторовая система,
Футбольный пилот,
Управление кадрами,
Еврошнел (40 см),
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Технические параметры:
Длина 200 см
Ширина 65/70/80 см
Высота 48-100 см
Регулируемый угол наклона подголовника от 50° до 70°
Регулировка угла центральной части от 0° до 30°
снаряжённая масса 92 кг
Максимальная нагрузка 160 кг
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

