



## Эндоскопический стол ASES E (None)

Новый,  
Польское производство,  
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,  
В стандартной комплектации лежат три части, выполненные из фанеры с отверстием для лица и заглушкой в подголовнике,  
Центральная часть поднимается под углом 30°, что облегчает, среди прочего, проведение ультразвукового исследования,  
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью электропривода, в этой модели используется полностью несущий механизм регулировки высоты,  
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,  
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,  
Особенности и преимущества таблицы:  
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,  
Электрический привод немецкой фирмы DEWERT,  
Обивочные изделия очень хорошего качества,  
Пена толщиной 5 см,  
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,  
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,  
Имеются дополнительные опции (за дополнительную плату):  
Подлокотники,  
Подожди,  
Касторовая система,  
Футбольный пилот,  
Управление кадрами,  
Еврошнел (40 см),  
Коленные подушечки,  
Поддержка инъекций,  
Технические параметры:  
Длина 200 см  
Ширина 65/70/80 см  
Высота 48-100 см  
Регулируемый угол наклона подголовника от 50° до 70°  
Регулировка угла центральной части от 0° до 30°  
снаряжённая масса 92 кг  
Максимальная нагрузка 160 кг  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия на строительство 24 месяца,  
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

