



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопический соединитель STERIS QRC1752INT (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Производственный отдел США,
Эндоскопический соединитель QRC1752INT предназначен исключительно для использования с эндоскопическими шайбами SYSTEM 1 и контейнером/ лотком C1140S1, а также с шайбами SYSTEM 1 EXPRESS или SYSTEM 1 PLUS с лотком C1140INT,
Соединение совместимо с эндоскопами RICHARD WOLF 7326071 и 7326076,
В комплект входит 100 одноразовых фильтров,
Инструкция по эксплуатации на нескольких языках,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 6 месяцев на внутренний рынок - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

