



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Хирургический диодный лазер PHOTOMEDEX LASERPRO 980 25W (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Производственный отдел США,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Потребление энергии: 540 ВА,
Тип лазера: полупроводниковый диодный лазер,
Классификация лазерной безопасности: Класс IV (21CFR1040.10) или 4 (EN60825-1),
Лазер, рекомендованный Дэвидом Мэтлоком,
Длина волны: 980 нм,
Режим лазера: непрерывный,
Режимы лечения: непрерывный, одиночный или повторный импульс,
Регулировка мощности лазера: от 1 до 25 Вт,
Время импульса (время экспозиции): доступно в диапазоне от 0,05 до 99 секунд,
Время выключения импульса (интервал повторной экспозиции): доступно от 0,1 до 99 секунд,
Лазерная активация: управляется педальным выключателем или опциональной кнопкой пальца в выбранных совместимых системах доставки волокна,
Оптоволоконный порт (проксимальная лазерная диафрагма): порт, совместимый с разъемом SMA-905,
Совместимость с волокнами: диаметр сердечника кремнеземного волокна больше или равен 365 микрон, а числовая апертура волокна больше или равна 0,29 АН,
Накопленная энергия: общее количество подаваемой энергии, отображаемое на клавиатуре,
Общее время: общее время работы лазера, отображаемое на ЖК-дисплее,
Прицельный луч: 635 - 650 нм, регулируемая интенсивность, непрерывная или импульсная,
Приложение:
Хирургия,
Пластическая хирургия,
Сосудистая хирургия,
Пластическая и реконструктивная гинекология,
Дерматология,
Ларингология,
Быстрое включение без нагрева,
Простой в использовании пользовательский интерфейс,
Небольшая площадь, легкий, портативный блок,
Включено:
Футсвитч,
Шнур питания,
Лазерные знаки безопасности,
Два ключа,
Жесткая ручка LH PK 5 см,
Две системы доставки волокна,
Крючки и т.д.,
Размеры: 22 x 42 x 33 см,
Вес: 11,2 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

